



**CARDIAC SCIENCE**  
**-DAE de FORMATION-**



**CARACTERISTIQUES**

- Métronome intégré
- DAE de formation à échelle réelle
- Possibilité de Configuration en Mode semi-automatique ou en mode automatique
- Paramétrable en plusieurs langues
- Volume des instructions vocales réglable en intensité

**DEA et DSA de Formation en un seul appareil.**

Le premier Défibrillateur de formation offrant la double capacité d'un Défibrillateur Entièrement Automatique et Semi-Automatique programmable à la demande avec une assistance à la Respiration Cardio Pulmonaire intégrée.

La nouvelle génération de Défibrillateur de Formation CARDIAC SCIENCE est arrivée. Ces nouveaux Appareils de Formation permettent aux utilisateurs une manipulation réaliste avec une direction vocale plus instructive et directive grâce à la qualité du message clair et identique à l'appareil d'intervention. Le nouvel appareil de formation CARDIAC SCIENCE intègre l'assistance rythmique sonore à la RCP afin d'améliorer la formation au massage cardiaque.

Enfin, le nouveau Défibrillateur de Formation est d'une utilisation mixte : semi-automatique ou entièrement automatique, à la demande : cette possibilité permettant d'avoir ainsi deux appareils en un.

Avec sa télécommande, le Défibrillateur de Formation peut être très facilement configuré avec le maximum de flexibilité. Désormais, la formation au Défibrillateur CARDIAC SCIENCE est plus rapide et plus simple.

Compact et de faible poids, le nouveau défibrillateur de formation CARDIAC SCIENCE intègre la facilité d'utilisation du POWERHEART G3 afin de faciliter le sauvetage et l'assistance en toute sécurité des victimes d'un Arrêt Cardiaque soudain.

Pour en apprendre plus sur les Défibrillateurs CARDIAC SCIENCE, consultez notre site : [www.cardiacscience.fr](http://www.cardiacscience.fr) ou envoyez un email à [contact@cardiacscience.fr](mailto:contact@cardiacscience.fr).



*Scenario's en stappen worden bediend via de infrarood afstandsbediening*

## INTERACTIVITE

- 4 simulations de scénarii de sauvetage préprogrammés.
- Avancée des différentes étapes des scénarii à l'aide d'une télécommande sans fil, à infrarouge.
- L'instructeur peut à tout moment interrompre le scénario pour commenter ou donner des instructions supplémentaires.
- Le stagiaire entend les directives vocales telles qu'elles pourraient être lors d'une séquence d'intervention.

## ECONOMIE

- Electrodes de formation : réutilisables.
- Compatible avec toute sorte de mannequins utilisés pour la Formation RCP.
- Alimentation par 2 piles alcalines type D (pour le DAE de formation) et 2 piles type AAA (pour la télécommande).
- L'Appareil peut être très facilement configuré en mode Automatique ou Semi-automatiques.
- Des chocs de défibrillation sont simulés dans un but de formation.
- Les DAE de formation CARDIAC SCIENCE ne génèrent ni ne délivrent aucun choc de défibrillation réel.

## SECURITE

- Les chocs de défibrillations sont simulés dans un but de formation.
- Les DAE de formation CARDIAC SCIENCE ne génèrent ni ne délivrent aucun choc de défibrillation réel.

## DIMENSIONS

Hauteur : 7 cm ; Largeur : 21 cm ; longueur : 29 cm.

## SOUPLESE D'UTILISATION :

Avec le DAE de formation CARDIAC SCIENCE, l'instructeur a la possibilité de :

- Changer les scénarii de sauvetage en fonction des besoins.
- Diversifier les rythmes cardiaques en rythmes choquables ou non choquables.
- Contrôler les capacités du stagiaire à faire face à une phase simulée de sauvetage.
- Sélectionner une des multiples langues préprogrammées dans le DAE de Formation.
- Apprendre à travailler dans les mêmes conditions que sur le Powerheart AED G3, Powerheart AED G3 Automatique, Powerheart AED G3 Pro.



## Information commerciale

### MODELE

Réf : 180-5020-104 :

### LANGUE :

Anglais ( G.B.), Français, Néerlandais, Allemand, Portugais.

Autres configurations : disponibles sur demande.

Chaque colis de DAE de formation contient : l'Appareil de formation, un jeu d'électrodes de formation, le manuel d'utilisation, la télécommande infrarouge sans fil,

Pour plus d'informations, contactez CARDIAC SCIENCE à:

#### Corporate Headquarters

3303 Monte Villa Parkway, Bothell, WA 98021  
Phone: +1(425)402-2000 Fax: +1(425)402-2001

#### Deerfield Operations

500 Burdick Parkway, Deerfield, WI 53531  
(608)764-1919

#### International Operations

Kirke Vaerloesevej 14, DK-3500 Vaerloese DENMARK  
Phone: +45.4438.0500 Fax: +45.4438.0501

#### Cardiac Science Deutschland GmbH

Max Planck Strasse 7B, D-52249 Eschweiler, GERMANY  
Phone: +49.2403.5046.53 Fax: +49.2403.5046.54

#### Cardiac Science (U.K.) Limited

Unit 13, Crown Industrial Estate, Canal Road, Timperley  
Altrincham, Cheshire, WA14 1TF, UNITED KINGDOM  
Phone: +44.161.926.0000 Fax: +44.161.926.0002

#### Benelux/France Office

Hunselveld 20, B-1750 Lennik, BELGIUM  
TMarres@cardiacscience.com

#### Cardiac Science France SAS

Square de l'Arbois Bât. B3  
Rue René Descartes 565  
F-13857 Aix en Provence Cedex 3, FRANCE  
Tél.: +33 (4) 42 12 37 91  
contact@cardiacscience.fr



WWW.CARDIACSCIENCE.FR  
EMAIL: CONTACT@CARDIACSCIENCE.FR

